



# N95 RESPIRATOR

N95レスピレーター



ヘッドバンド

製品番号	1ケース入り数	PFE (微粒子ろ過効率) (0.1μm)	BFE (細菌ろ過効率) (3μm)	呼吸抵抗値 (ΔP/デルタP) (mm H <sub>2</sub> O/cm)	液体バリア (mm Hg)
------	---------	--------------------------	-----------------------	---	------------------

## フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター レギュラー

46727	35枚入×6箱/210枚	≥99%	≥99%	<5.0	160
-------	--------------	------	------	------	-----

液体防護性能:ASTMレベル3。NIOSHのN95基準に適合。フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。

ASTM レベル3

## フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター スモール

46827	35枚入×6箱/210枚	≥99%	≥99%	<5.0	160
-------	--------------	------	------	------	-----

液体防護性能:ASTMレベル3。NIOSHのN95基準に適合。フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。

ASTM レベル3

製品番号	1ケース入り数
------	---------

## フィットテストキット

47950	1セット
-------	------

N95レスピレーターが正しく着用できていることを確認するための定性的フィットテストキット



製品番号	1ケース入り数
------	---------

## サッカリン溶液

99003	1セット
-------	------

感度テスト用とフィットテスト用の2種のサッカリン溶液各1本セット